

Estufa para desecación al vacío "Vaciotem-T"

CON REGULADOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE TEMPERATURA Y TIEMPO. Para temperaturas regulables, desde 35 °C hasta 200 °C Estabilidad ±1 °C, a 100 °C. homogeneidad ±3 °C, a 100 °C. error de consigna ±2 °C. resolución 1 °C.

SEGURIDAD:

NORMA EN 61010. LIMITADOR FIJO DE SOBRECALENTAMIENTO INCORPORADO. Norma din 12880. Termostato de seguridad regulable incorporado.

CARACTERÍSTICAS

Regulador electrónico digital de temperatura y del programador horario, que permite seleccionar los períodos de tiempo preestablecidos.

Rango timer de marcha: De 1 min. a 9 h.59 min. o hasta 99,9 h.

Rango timer de espera: De 1 h. hasta 24 h.

Sensor de temperatura Pt100.

Elementos calefactores circundantes a su recinto útil. Recinto interior cilíndrico en Acero inox AISI 304.

Bandejas de aluminio anodizado.

Contrapuerta interior en vidrio templado montado sobre asentamiento elástico en silicona que permite absorber todas las dilataciones y contracciones que se puedan producir.

Toma de vacío con válvula de cierre.

Toma de aire en el panel frontal.

Conector posterior para la bomba.

Mueble exterior recubierto en epoxi.

Salida RS-232 para lectura e impresión de parámetros por ordenador.



PANEL DE MANDOS

- 1. Conector RS 232.
- 2. Entrada toma de aire.
- 3. Válvula de entrada de aire.
- 4. Vacuómetro.
- 15. Indicador modo temperatura.
- 16. Indicador modo tiempo.
- 17. Indicador estado marcha.
- 18. Indicador estado tiempo de espera.
- $\textbf{19.} \ \textbf{Display indicador tiempo / temperatura}.$
- 20. Pulsador selector temperatura.
- 21. Pulsador selector tiempo.
- 22. Pulsador aumentar valor parámetros.
- 23. Pulsador disminuir valor parámetros.
- **24.** Pulsador marcha-paro.
- 25. Interruptor general.
- 26. Piloto indicador termostato de seguridad.
- 27. Interruptor bomba de vacío.

PARTE POSTERIOR

- 28. Conector bomba de vacío.
- 29. Toma de vacío.
- 30. Toma de aireación.
- 31. Termostato de seguridad regulable.



MUDELU

Código	Vacío	Capacidad	Ø / Fondo	Alto / Ancho / Fondo	Dispositivos para	Consumo	Peso
	máximo	litros	(interior) cm	(exterior) cm	guías bandeja	W	Kg
4001489	10⁻² mm Hg	47	34 52	54 76 70	2	2000	73

Nota: La óptima homogeneización de la temperatura se consigue con una razonable distribución del espacio y carga, no sobrepasando el 70% del volumen útil.

REPUESTO

Bandejas. (2) Código 2000030



Estufa para desecación al vacío "Vaciotem-TV"

CON REGULADOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE TEMPERATURA, PRESIÓN DE VACÍO Y TIEMPO. PARA TEMPERATURAS REGULABLES, DESDE 35 °C HASTA 200 °C

ESTABILIDAD ±1 °C, A 100 °C, HOMOGENEIDAD ±3 °C, A 100 °C, ERROR DE CONSIGNA ±2 °C, RESOLUCIÓN 1 °C PRESIÓN REGULABLE DE 1 BAR

SEGURIDAD:

NORMA EN 61010. LIMITADOR FIJO DE SOBRECALENTAMIENTO INCORPORADO. NORMA DIN 12880. TERMOSTATO DE SEGURIDAD REGULABLE INCORPORADO.

CARACTERÍSTICAS

Regulador electrónico digital de temperatura, presión de vacío y del programador horario, que permite seleccionar los períodos de tiempo preestablecidos.

Sensor de temperatura Pt100.

Control automático de la válvula de aireación al final del proceso.

Elementos calefactores circundantes a su recinto útil.

Recinto interior cilíndrico en Acero inox AISI 304.

Bandejas de aluminio anodizado.

Contrapuerta interior en vidrio templado montado sobre asentamiento elástico en silicona que permite absorber todas las dilataciones y contracciones que se puedan producir.

Toma de vacío con válvula de cierre.

Toma de aire en el panel frontal.

Conector posterior para la bomba de vacío.

Mueble exterior recubierto en epoxi.

Salida RS-232 para lectura e impresión de parámetros por ordenador.



PANEL DE MANDOS

- 1. Conector RS 232
- 2. Entrada toma de aire.
- 3. Válvula de entrada de aire.
- 5. Indicador modo presión.
- 6. Indicador electroválvula final de ciclo.
- 7. Indicador estado marcha.
- 8. Indicador estado funcionamiento o bomba.
- 9. Display indicador mbar.
- 10. Pulsador selector presión.
- 11. Pulsador selector electroválvula final de ciclo.
- 12. Pulsador aumentar valor parámetros.
- 13. Pulsador disminuir valor parámetros.
- 14. Pulsador marcha-paro.
- 15. Indicador modo temperatura.
- 16. Indicador modo tiempo.
- 17. Indicador estado marcha.
- 18. Indicador estado tiempo de espera.
- 19. Display indicador tiempo / temperatura.

- 20. Pulsador selector temperatura.
- 21. Pulsador selector tiempo.
- 22. Pulsador aumentar valor parámetros.
- 23. Pulsador disminuir valor parámetros.
- 24. Pulsador marcha-paro.
- 25. Interruptor general.
- 26. Piloto indicador termostato de seguridad.

PARTE POSTERIOR

- 27. Toma de aireación.
- 28. Conector bomba de vacío.
- 29. Toma de vacío.
- 30. Termostato de seguridad regulable.



MODELO

Código	Vacío	Capacidad	Ø / Fondo	Alto / Ancho / Fondo	Dispositivos para	Consumo	Peso
	máximo	litros	(interior) cm	(exterior) cm	guías bandeja	W	Kg
4001490	10⁻² mm Hg	47	34 52	54 76 70	2	2000	73

Nota: La óptima homogeneización de la temperatura se consique con una razonable distribución del espacio y carga, no sobrepasando el 70% del volumen útil.