



J.P. SELECTA

Cabezal oscilante, vasos y adaptadores intercambiables con señal de identificación. Autoclavables.




Cabezal oscilante, vasos y adaptadores intercambiables con señal de identificación. Autoclavables.

Ref: 7001340

Categoría: (<https://grupo-selecta.com>)Compartir: [✉](#) [🐦](#) [f](#) [g+](#) [p](#) [t](#) [in](#) [B](#)

Código	Cabezal Tipo	Vaso normal	Código reductor	Volumen máximo (4 adaptadores)	Capacidad tubos por adaptador	Ø x Largo mm	R.p.m. máx.	R.c.f. máx. (xg)
	Oscilante	700746	7001387	800 ml	1 de 200 ml	56,6x104	5000	4312
	Oscilante	700746	7001657	500 ml	1 de 125 ml	51x115	5000	4312
	Oscilante	700746	7000747	400 ml	1 de 100 ml	44x104	5000	4312
	Oscilante	700746	7001658	320 ml	1 de 80 / 85 ml	38x105	5000	4312
	Oscilante	700746	7000748	400 ml	2 de 50 ml	34x100	5000	4312
	Oscilante	700746	7000939	400 ml	2 de 50 ml Falcon	30x117	5000	4312
	Oscilante	700746	7001659	400 ml	2 de 50 ml	29x103	5000	4312
	Oscilante	700746	7001660	600 ml	5 de 30 ml	25x92	5000	4312
	Oscilante	700746	7000749	500 ml	5 de 25 ml	24x100	5000	4312
7001340	Oscilante	700746	7000750	720 ml	12 de 15 ml	16,5x100	5000	4312
	Oscilante	700746	7000750	720 ml	12 VAC*	16,5x100	5000	4312
	Oscilante	700746	7000938	240 ml	4 de 15 ml Falcon	16,5x120	5000	4312
	Oscilante	700746	7001661	-	12 VAC*	13x75	5000	4312
	Oscilante	700746	7001662	480 ml	12 de 10 ml plástico	16,8x85	5000	4312
	Oscilante	700746	7000751	560 ml	20 de 7 ml	12x100	5000	4312

Código	Cabezal Tipo	Vaso normal	Código reductor	Volumen máximo (4 adaptadores)	Capacidad tubos por adaptador	Ø/Largo mm	Ripon. máx.	Peso máx. (xg)
	Oscilante	700746	7000752	400 ml	20 de 5 ml	12,5x75	5000	4312
	Oscilante	700746	7000753	240 ml	20 de 3 ml	11x100	5000	4312
	Oscilante	700746	7000754	120 ml	20 de 1,5 / 2,2 ml	-	5000	4312
	Oscilante	700746	7000755	ciego	-	-	5000	4312
700613	Oscilante	-	-	-	4 x 96 microtiter	-	4200	2702



*VAC: Tubo extracción de sangre con tapón.

Nota: Todos los cabezales y adaptadores se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pág. 166).

J.P. SELECTA

📍 Autovía A-2, Km 585,1 – 08630 Abrera (Barcelona) Latitud 41.502821 / Longitud 1.905682 Cómo llegar

☎ +34 93 770 08 77


📠 +34 93 770 23 62

✉ selecta@jpselecta.es (<mailto:selecta@jpselecta.es>)

🗺 [Encuétranos en el mapa](#)

(<https://www.google.com/maps/place/J.P.+Selecta+s.a/@41.502821,1.9034933,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDHCsDMwJzEwLjliTiAxwrA1NC>)

[Manuales \(/es/manuales\)](#)



Últimas Novedades

Políticas de la empresa (<https://grupo-selecta.com/es/blog/politicas-de-la-empresa/>)

septiembre 7, 2022

Termostato de inmersión Digiterm-TFT (<https://grupo-selecta.com/es/blog/termostato-de-inmersion-digiterm-tft/>)

junio 15, 2021

Fabricación de centrifugas (<https://grupo-selecta.com/es/blog/fabricacion-de-centrifugas/>)

mayo 31, 2021

Copyright © JP SELECTA S.A.

[Equipos Laboratorio \(/equipos-laboratorio/\)](#) | [Autoclaves \(https://grupo-selecta.com/es/autoclaves-para-conservas/\)](https://grupo-selecta.com/es/autoclaves-para-conservas/)

[La Empresa \(https://grupo-selecta.com/es/la-empresa/\)](https://grupo-selecta.com/es/la-empresa/) | [Catálogo \(/equipos-laboratorio/\)](#) | [Distribuidores \(https://grupo-selecta.com/distribuidores/\)](https://grupo-selecta.com/distribuidores/)

[Servicios](#) | [Contacto \(https://grupo-selecta.com/es/contacto/\)](https://grupo-selecta.com/es/contacto/) | [Noticias \(https://grupo-selecta.com/es/noticias-blog/\)](https://grupo-selecta.com/es/noticias-blog/)